



OSPEDALE CLASSIFICATO "VILLA SALUS"

Congregazione delle Mantellate Serve di Pistoia
Ente Ecclesiastico giuridicamente riconosciuto con R.D. 12-1-1933

Via Terraglio 114,
30174 Mestre Venezia
Tel. 041 290 6411 – Fax 041 290 6710
www.ospedalevillasalus.it
P. Iva e C.F. 00336090477

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI DI RADIOLOGIA CONTENUTE IN CD

Il CD-rom va inserito in un normale Personal Computer con Sistema Operativo Windows XP o superiore con almeno 512 MB di RAM (non nel CD-DVD del televisore*), è autoinstallante e consente una rapida visualizzazione delle immagini e del referto.

Nel caso sul PC non sia abilitata l'esecuzione automatica si dovrà procedere manualmente nel seguente modo:

START

DOPPIO CLICK RISORSE DEL COMPUTER

TASTO DESTRO DEL MOUSE SOPRA L'ICONA DEL CD (compare M4)

CLICCA SU APRI

DOPPIO CLICK SULLA CARTELLA "EXPRESS"

DOPPIO CLICK SULLA CARTELLA "BIN"

DOPPIO CLICK SUL FILE "EXPRESS"

a questo punto attendere qualche secondo

*il CD-rom è registrato in formato DICOM.

Sistema Operativo Mac OS

Scaricare l'applicativo in versione gratuita:

<http://osirix.softonic.it/mac> oppure <http://www.osirixviewer.com>